

GOUTTIÈRES BAGUES

ENFANTS À
PARTIR DE
10 ANS


Appareils auxiliaires
au traitement multibagues

**VENTILATION • DYSFONCTIONS LINGUALES
ET LABIALES**

- Les gouttières bagues sont des **appareils fonctionnels** pour les patients ayant un traitement multibagues.
- Elles possèdent une gorge maxillaire et mandibulaire pour les brackets vestibulaires.



**Les gouttières bagues sont fabriquées
et conditionnées en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE

CE



ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- La **gouttière bagues favorise le travail des tractions intermaxillaires** en plaçant les arcades dentaires en bout à bout.
- Elle **prévient le bruxisme et les troubles des ATM** par la suppression des forces occlusales latérales.
- Elle favorise l'établissement de la **ventilation nasale**.
- Elle **protège les tissus mous** (lèvres, joues) lors de la période d'adaptation aux multibagues.

SPÉCIFICITÉS

- Les gouttières bagues **avec masses bilatérales** : la présence de masses bilatérales permet de continuer la rééducation combinée de la déglutition, de la posture linguale durant la phase de traitement multibagues.
- La gouttière bagues **uni-maxillaire** : aide à la rééducation linguale lorsque seule l'arcade maxillaire est baguée.

MODE D'UTILISATION

- La **gouttière bagues** se place en bouche, **les masses bilatérales vers le bas sous la langue**. La langue se place alors naturellement en haut.
- Lorsque la gouttière est en bouche, la respiration **devient nasale**.
- La gouttière doit être portée de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- La **gouttière se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et une solution nettoyante, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

Ne jamais Faire bouillir la gouttière.

- Les premiers temps la gouttière peut être perdue durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.

Tout appareil défectueux doit être remplacé.

i

COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
 - Colorant de grade alimentaire
 - Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens
- Dispositif médical de Classe I**



CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
- Occlusion de Classe III
- Respirateurs buccaux exclusifs



Découvrez
l'espace patient sur

www.innovapharm.fr

avec les fiches conseils !

